

### Dispergiergerät T 25 easy clean digital



**Aktionspreis!**  
**Bis zu 31 % Rabatt**

**Großer Drehzahlbereich**

**Vielfältig einsetzbar**

- Eigenschaften**
- Einfache und schnelle Reinigung der easy clean Dispergierwerkzeuge, ohne Zerlegung
  - Bürstenloser Motor garantiert kohlestaubfreien und leisen Betrieb
  - Anbindung an labworldsoft® über USB-Schnittstelle
  - Timer/Counter Funktionen
  - Erhöhte Sicherheit durch Werkzeu-erkennung und IP-Schutzklasse

**Dispergiergerät T 25 easy clean digital**

Hochleistungsdispergierer mit elektronischer Drehzahlregelung. Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch umfangreiche Dispergierwerkzeuge. In Verbindung mit der Verwendung eines IKA Laborreaktores ist das Dispergieren unter Vakuum oder Druck ebenfalls möglich.

**Dispergierwerkzeug S 25 EC-C-18G-ST**

Leicht zu reinigendes Dispergierwerkzeug aus Edelstahl (AISI 316) und Keramik. Endfeinheit Emulsion 1 bis 10 µm und Suspensionen 10 bis 50 µm, sterilisierbar nach allen Methoden.

- Ø Rotor/Stator: 13,4 / 8 mm
- Min. Eintauchtiefe: 35 mm
- Max. Volumen: 1.500 ml

**Spezifikationen**

- Motorleistung Aufnahme/Abgabe:** 500 / 400 W
- Bearbeitbares Volumen (H<sub>2</sub>O):** 1 ... 2.000 ml
- Viskosität max.:** 5.000 mPas
- Drehzahlbereich:** 3.000 ... 25.000 min<sup>-1</sup>
- Drehzahlanzeige:** LED
- Einstellmöglichkeit Drehzahl:** stufenlos
- Lautstärke ohne Dispergierwerkzeug:** 70 dB(A)
- Auslegedurchmesser:** 13 mm
- Abmessungen (B x T x H):** 89 x 161 x 270 mm
- Gewicht:** 3,0 kg
- Netzanschluss:** 220 ... 240 V, 50 ... 60 Hz
- Schutzart nach DIN EN 60529:** IP 30

Typ	VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Sonderpreis EUR
T 25 easy clean digital	1	6.291 622	<del>1999,00</del>	1379,31
Dispergierwerkzeug S 25 EC-C-18G-ST	1	6.291 623	<del>1199,00</del>	827,31

# Ihre Ansprechpartner bei **FAUST**

Sie haben Fragen zu einem Produkt aus dem allgemeinen Laborbedarf ...



... oder zu einem Zellkulturartikel.  
**Wir sind für Sie da!**



**Wir sind für Sie da – auch vor Ort!**



**Stefan Kreuzheide**

## **PLZ-Gebiet 32-59**

Mobil: 0151/65 64 43 51  
stefan.kreutzheide@faustlabscience.de



**Stefan Werthner**

## **PLZ-Gebiet 80-97**

Mobil: 0170/74 54 017  
stefan.werthner@faustlabscience.de

## **PLZ-Gebiet 10-30**

Mobil: 0171/92 39 579  
christoph.eger@faustlabscience.de



**Christoph Eger**

## **PLZ-Gebiet 60-79**

Mobil: 0171/31 80 014  
ardian.veseli@faustlabscience.de



**Ardian Veseli**

## **Bestellannahme am Sitz in Erzingen**

Telefon: 0 77 42/92 88 350  
info@faustlabscience.de

Lagerartikel liefern wir innerhalb von maximal 48 Stunden aus! Sämtliche Artikel von TPP sind bei uns auf Lager. Ebenfalls können wir auf über 15.000 Lagerartikel des täglichen Laborbedarfs zurück greifen.