


Inkubatoren Serie BD, BF - Avantgarde.Line



BD 260

Eigenschaften

- Homogene Temperaturgenauigkeit durch APT.line™ Technologie
- Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- Controller mit LCD-Anzeige
- Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- 2 verchromte Einschubgitter
- Stapelbar bis 115 L
- Temperaturbereich Serie BD:
5 °C über RT bis 100 °C
- Temperaturbereich Serie BF:
7-8 °C über RT bis 100 °C
- Integrierter Temperaturwählwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- USB-Anschluss für Aufzeichnung der Daten

Hohe Temperaturgenauigkeit aufgrund neuester APT.line™ Technologie

**BD: mit natürlicher Konvektion
BF: mit Umluft**


BF 115

**Aktionspreis!
bis zu 24 % Rabatt**


Die neue Inkubator-Generation besticht durch hohe Effizienz und perfekte Temperaturgenauigkeit dank neuester APT.line™ Technologie.

Typ	Nennvolumen l	Leistungsaufnahme W	Abmessungen (B x T x H) mm	Max. Einschübe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis €	Sonderpreis EUR
BF 56	59	400	560 x 565 x 625	4	38	4.658 058	1.889,00	1.460,00
BF 115	115	400	710 x 605 x 735	5	54	6.280 293	2.466,00	1.885,00
BF 260	260	900	810 x 760 x 965	8	85	6.270 115	3.840,00	2.910,00
BD 56	57	300	560 x 565 x 625	4	39	6.280 269	1.391,00	1.095,00
BD 115	115	350	710 x 605 x 735	5	54	6.280 290	1.871,00	1.445,00
BD 260	260	850	940 x 760 x 965	8	85	6.280 291	3.170,00	2.420,00

Alle Preise zzgl. gültiger MwSt. Gültig bis 30.09.2019

Ihre Ansprechpartner bei **FAUST**

Sie haben Fragen zu einem Produkt aus dem allgemeinen Laborbedarf...



...oder zu einem Zellkulturartikel.
Wir sind für Sie da!

Wir sind für Sie da – auch vor Ort!



Stefan Kreutzheide

PLZ-Gebiet 32-59

Mobil: 0151/65 64 43 51
stefan.kreutzheide@faustlabscience.de



Stefan Werthner

PLZ-Gebiet 80-97

Mobil: 0170/74 54 017
stefan.werthner@faustlabscience.de

PLZ-Gebiet 10-30

Mobil: 0171/92 39 579
christoph.eger@faustlabscience.de



Christoph Eger

PLZ-Gebiet 60-79

Mobil: 0171/31 80 014
ardian.veseli@faustlabscience.de



Ardian Veseli

Bestellannahme am Sitz in Erzingen

Telefon: 0 77 42/92 88 350
info@faustlabscience.de

Lagerartikel liefern wir innerhalb von maximal 48 Stunden aus! Sämtliche Artikel von TPP sind bei uns auf Lager. Ebenfalls können wir auf über 15.000 Lagerartikel des täglichen Laborbedarfs zurück greifen.