

FAUST



DR. WEIGERT

LABORTOPS

gültig bis 30.09.2018



EXTRA Neodisher®

Spezialreiniger neodisher® LaboClean A 8

Alkalischer Intensivreiniger für die maschinelle Reinigung von Laborglas und anderen labortechnischen Utensilien, Pulver.

Universell einsetzbar, mit ausgeprägter Reinigungskraft und hohem Schmutztragevermögen. Entfernt Blut, Serum, Lebensmittelrückstände, Pharmaka, Farben, Lacke, Gelatine und andere organische Rückstände. Frei von Tensiden.

-25%

| Typ | Inhalt | Menge | Bestell Nr. | Preis | Jetzt |
|---------|--------|--------|-------------|-------------------|--------|
| | kg | pro VE | | EUR | EUR |
| Flasche | 1 | 1 | 9.192 404 | 10,10 | 7,58 |
| Eimer | 10 | 1 | 9.192 403 | 70,10 | 52,58 |
| Eimer | 25 | 1 | 9.192 401 | 165,70 | 124,28 |



Spezialreiniger neodisher® LaboClean FLA

Alkalischer Intensivreiniger für die maschinelle Reinigung von Laborglas und anderen labortechnischen Utensilien, Flüssigkonzentrat.

Universell einsetzbar, mit ausgeprägter Reinigungskraft. Entfernt hartnäckige Rückstände auf Ölbasis und andere organische Verschmutzungen. Frei von Tensiden, Phosphorverbindungen und Oxidationsmitteln.

-25%

| Typ | Inhalt | Menge | Bestell Nr. | Preis | Jetzt |
|----------|--------|--------|-------------|-------------------|-------|
| | | pro VE | | EUR | EUR |
| Kanister | 5 l | 1 | 9.192 446 | 38,10 | 28,58 |
| Kanister | 10 l | 1 | 9.192 447 | 70,10 | 52,80 |
| Kanister | 25 l | 1 | 9.192 448 | 121,70 | 91,28 |



LABORTOPS



Spezialreiniger neodisher® N



Saures Neutralisations- und Reinigungsmittel für die maschinelle Reinigung von Laborglas und anderen labortechnischen Utensilien, Flüssigkonzentrat.

Zur Neutralisation verschleppter Alkalireste sowie zur sauren Vorreinigung bzw. Reinigung von Laborglas. Kalk und andere säurelösliche Rückstände werden entfernt. Leicht abspülbar. Auf Basis von Phosphorsäure. Frei von Tensiden.

-25%

| Typ | Inhalt | Menge | Bestell Nr. | Preis | Jetzt |
|----------|--------|--------|-------------|-------------------|---------------|
| | | pro VE | | EUR | EUR |
| Kanister | 12 kg | 1 | 9.192.420 | 76,70 | 57,53 |
| Kanister | 25 kg | 1 | 9.192.423 | 150,40 | 112,80 |

Spezialreiniger neodisher® Z



Saures Neutralisations- und Reinigungsmittel für die maschinelle Reinigung von Laborglas und anderen labortechnischen Utensilien, Flüssigkonzentrat.

Zur Neutralisation verschleppter Alkalireste sowie zur Entfernung säurelöslicher Rückstände in Laboratorien. Auf Basis organischer Säuren. Frei von Tensiden, Phosphaten und Stickstoffverbindungen.

-25%

| Typ | Inhalt | Menge | Bestell Nr. | Preis | Jetzt |
|----------|--------|--------|-------------|-------------------|---------------|
| | | pro VE | | EUR | EUR |
| Kanister | 5 l | 1 | 9.192.425 | 46,50 | 34,88 |
| Kanister | 10 l | 1 | 9.192.427 | 89,40 | 67,05 |
| Kanister | 20 l | 1 | 9.192.428 | 171,40 | 128,55 |