



Preise gültig bis zum 28.02.2022

## Lieferbar ab Lager FLS!!



### LLG-Einmalhandschuhe ergo, Nitril, puderfrei



#### Merkmale:

Einmalschutzhandschuh aus Nitril, der die angenehmen Trageigenschaften und das hohe Tastempfinden von Latex mit der Schutzfunktion von Nitril kombiniert. Kein Allergierisiko! Der ideale Handschuh für alle Anwendungen, in denen gutes Tastempfinden und ein Schutz gegen Chemikalien gewünscht wird. Dünn - sehr hoher Tragekomfort! Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung, AQL 1,5. Gemäss EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Lebensmittelunbedenklich.

**Handschuhform:** flach mit Rollrand (rechts und links verwendbar)

**Material:** Nitril

**Farbe:** lavendelblau

**Aussenseite:** Finger texturiert

**Innenseite:** puderfrei halogeniert

**Grösse:** XS, S, M, L, XL

**Dicke:** 0,12 mm (doppelt gemessen)

**VE:** 200 (XL 180)

## 50% Rabatt ab 10 VE

Grösse	Art.-Nr.	VE	Listenpreis pro VE EUR	Sonderpreis pro VE ab 10 VE EUR
XS	9.006.370	200	40.00	20.00
S	9.006.371	200	40.00	20.00
M	9.066.372	200	40.00	20.00
L	9.066.373	200	40.00	20.00
XL	9.006.374	180	40.00	20.00



Preise, netto exkl. MwSt.  
Es gelten unsere AGB

Link in den Shop: <https://shop.faustlabscience.de/QSRCH.HTM?KEYVAL=9006370>