



Zuverlässige Langzeitlagerung!

Serie UF V | Ultratiefkühlschränke mit klimaneutralen Kältemitteln

Der BINDER Ultratiefkühlschrank sorgt für die sichere Lagerung von Proben bei -90 °C. Er vereint herausragende Umweltfreundlichkeit mit niedrigem Energieverbrauch, komfortabler Bedienung und einem individuellen Sicherheitskonzept.

Merkmale:

- + Temperatur-Regelbereich: -90 °C bis -40 °C
- + Niedrigster Energieverbrauch seiner Klasse
- + Umweltfreundliche Kältemittel R-290 und R-170
- + Rostfreier Innenraum komplett aus Edelstahl
- + 3 flexibel positionierbare Einlegeböden aus Edelstahl
- + Potenzialfreier Alarmkontakt für das Haus-Alarmsystem
- + Ethernet-Schnittstelle
- + 2 Durchführungen Ø 28 mm, hinten



35% Rabatt

Typ	Innenraum l	Abmessungen aussen (B x T x H) mm	Abmessungen innen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
UFV 350-230V Standard	382	706 x 938 x 1966	486 x 605 x 1300	1	4690444	15432.00	10'030.80
UFV500-230V, Standard	477	826 x 938 x 1966	606 x 605 x 1300	1	4668590	16171.00	10'511.15
UFV700-230V, Standard	700	1100 x 938 x 1966	890 x 605 x 1300	1	4664563	17812.00	11'577.80



Konstantklima-Schränke Serie KBF-S ECO Solid.Line

Konstantklimaschränke für Langzeittests und beschleunigte Stabilitätstests von pharmazeutischen Produkten nach der ICH-Richtlinie Q1A. Besonders Energieeffizient und geräuscharm dank Peltier-Technologie mit patentierter Wärmeabführung.

Merkmale:

- + Homogenes Klima auch bei voller Beladung
- + Elektronisch geregelte APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- + Temperaturen bis zu 28 °C unter Umgebungstemperatur möglich
- + Innenkessel vollständig in Edelstahl ausgeführt, 2 Einschubgitter aus Edelstahl inkl. Bodenträger
- + Kabeldurchführung mit Silikonstopfen Ø 30 mm, linke Seite
- + Geräte-Selbsttest zur umfassenden Statusanalyse
- + LCD-Display zur Anzeige von Temperatur, Feuchte, Alarmen und Zusatzinformationen
- + Interner Datenlogger mit USB-Schnittstelle
- + Feuchtebereich: 10 ... 80 % r.F.
- + Temperaturbereich: 0 ... 70 °C



22% Rabatt

Typ	Nennvol. l	Abm. aussen (B x T x H) mm	Abm. innen (B x T x H) mm	Max. Einschübe	Nennleist. kW	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
KBF-S ECO 240	247	932 x 796 x 1461	650 x 485 x 785	9	0.8	1	4684346	12066.00	9'411.48
KBF-S ECO 400	400	925 x 796 x 1946	570 x 390 x 1200	15	1.1	1	4687511	14962.00	11'670.36
KBF-S ECO 720	700	1254 x 885 x 1925	973 x 576 x 1250	15	1.2	1	4684348	16811.00	13'112.58