




Preise gültig bis 31.08.2022

BINDER und FAUST - ein unschlagbares Team!!

BINDER

Best conditions for your success



26% Rabatt

Serie KBF | Konstantklimaschränke mit großem Temperatur- / Feuchtebereich

Der BINDER KBF ist der Spezialist für bedingungslos zuverlässige Stabilitätstests und die exakte Einhaltung konstanter Klimabedingungen. Dabei erfüllt er von der Programmierung bis zur Dokumentation alle wichtigen Anforderungen.

Vorteile:

- + Sicher durch Klima-Homogenität, die auch bei vollbeladenem Gerät bei Weitem die von den ICH Richtlinien erforderte Genauigkeit übertrifft
- + Zuverlässig durch kompromisslos ausfallsicheren Betrieb
- + Smart, da durch eine Vielzahl von Zubehör auf individuelle Kundenwünsche hochgradig anpassbar
- + Wirtschaftlich durch höchstes Nutzvolumen, das 30% mehr Beladung im Vergleich zum Wettbewerb ermöglicht

Merkmale:

- + Temperaturbereich: 0 °C - +70 °C, Feuchtebereich: 10 % r.F. - 80 % r.F.
- + Feuchteregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfzufuhr
- + BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
- + Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
- + Geräte-Selbsttest zur umfassenden Statusanalyse
- + Dichtschließende Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- + Vermeidung von Glaskorrosion durch spezielle TIMELESS-Beschichtung
- + Innenkessel vollständig aus Edelstahl; 2 Einschubgitter aus Edelstahl
- + Durchführung mit Silikonstopfen 30 mm, links
- + 4 stabile Rollen, zwei mit Feststellbremse, ab 240 L
- + Temperaturwähler Klasse 3.1 (DIN 12880)
- + Computer-Schnittstelle: Ethernet

Typ	Nennvol. l	Abmessungen innen (BxTxH)mm	Abmessungen aussen (BxTxH)mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Listenpreis pro VE EUR	Sonderpreis pro VE EUR
KBF 115	102	600 x 351 x 483	880 x 650 x 1050	1	6.270 830	14'428.00	10'676.72
KBF 240	247	650 x 485 x 785	925 x 800 x 1460	1	4.661 323	16'353.00	12'101.22
KBF 720	700	973 x 576 x 1250	1250 x 890 x 1925	1	6.291 134	20'781.00	15'377.94
KBF 1020	1020	976 x 836 x 1250	1250 x 1145 x 1925	1	4.661 324	23'377.00	17'298.98

BINDER und FAUST - ein unschlagbares Team!!

BINDER
Best conditions for your success



Serie KBF-S ECO Solid.Line | Konstantklimaschränke mit Peltier-Technologie

Der neue Klimaschrank KBF-S ECO ist dank Peltier-Technologie mit patentierter Wärmeabführung einer der energieeffizientesten Konstantklimaschränke am Markt. Durch die Peltier-Technologie ist die Serie KBF-S ECO dazu noch besonders geräuscharm.

Vorteile:

- + Sicher durch Normkonformes Testen nach ICH Q1A-Richtlinie, auch bei voller Beladung
- + Zuverlässig durch kompromisslos ausfallsicheren Betrieb.
- + Smart, da durch eine Vielzahl von Zubehör auf individuelle Kundenwünsche hochgradig anpassbar
- + Wirtschaftlich durch geringsten Energieverbrauch dank optimierter Peltier-Technologie

Merkmale:

- + Temperaturbereich: 0 °C bis +70 °C (max. 24 °C unter Umgebungstemperatur)
- + Feuchtelbereich: 10 % r.F. bis 80 % r.F.
- + APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- + Unabhängige Wasserversorgung über Kanister
- + LCD-Display zur Anzeige von Temperatur und Feuchte sowie Zusatzinformationen und Alarmen
- + Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
- + Geräte-Selbsttest zur umfassenden Statusanalyse
- + Innenkessel vollständig in Edelstahl ausgeführt
- + 2 Einschubgitter aus Edelstahl, inkl. Bodenträger
- + Durchführung mit Silikonstopfen Ø 30 mm, links

24% Rabatt

Typ	Nennvol. l	Abmessungen innen (BxTxH)mm	Abmessungen aussen (BxTxH)mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Listenpreis pro VE EUR	Sonderpreis pro VE EUR
KBF-S ECO 240	247	650 x 485 x 785	925 x 796 x 1461	1	4.684 346	11'084.61	8'424.30
KBF-S ECO 720	700	973 x 576 x 1250	1250 x 885 x 1925	1	4.684 348	15'443.44	11'737.01
KBF-S ECO 1020	1020	973 x 836 x 1250	1250 x 1149 x 1925	1	4.684 350	19'586.63	14'885.84

Mit FAUST und BINDER sind Sie gut bedient!