




Preise gültig bis 27.05.2022

Binder und Faust - ein unschlagbares Team!!



Best conditions for your success



Serie KT | Kühlinkubatoren mit Peltier-Technologie

Der KT kombiniert überzeugend gute Leistungen mit beeindruckender Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit. Der KT Inkubator ist modern in der Anwendung und schützt die Proben.

Vorteile:


- + Sicheres und reproduzierbares Inkubieren selbst bei hohen Umgebungstemperaturen
- + Heißluft-Desinfektion bei 100 °C
- + Energieeffizient, umweltfreundlich und sicher

Merkmale:

- + Temperaturbereich: +4 °C bis +100 °C
- + APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- + Einstellbare Lüfterdrehzahl
- + Elektrische Kühlung durch Peltiermodul
- + Controller mit Zeitabschnitt- und Echtzeitprogrammierung
- + Anzeige über LCD-Monitor
- + Eingabe über Drück-Drehknopf
- + Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- + 2 Einschubgitter aus Edelstahl
- + Geräte bis 115 L stapelbar
- + Temperaturwählwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem und akustischem Temperaturalarm
- + Computer-Schnittstelle: Ethernet

Typ	Nennvol. l	Abmessungen innen (BxTxH)mm	Abmessungen aussen (BxTxH)mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Listenpreis pro VE EUR	Sonderpreis pro VE EUR
KT 53	52	400 x 334 x 400	660 x 630 x 635	1	6.280 289	4'402.78	3'037.92
KT 115	102	600 x 355 x 455	860 x 655 x 715	1	6.280 268	5'402.29	3'727.58
KT 170	163	600 x 355 x 765	860 x 655 x 1025	1	6.269 765	6'737.02	4'648.54

Binder und Faust - ein unschlagbares Team!!



31% Rabatt

Serie KB | Kühlinkubatoren mit Kompressor-technologie

Vorteile:

- + Sicheres und reproduzierbares Inkubieren selbst bei hohen Umgebungstemperaturen
- + Heißluft-Desinfektion bei 100 °C
- + Bis zu 30 % niedrigerer Energieverbrauch gegenüber Vorgängermodell

Merkmale:

- + Temperaturbereich: -10 °C bis +100 °C
- + APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- + Einstellbare Lüfterdrehzahl
- + Kühlung durch Kompressions-Kältemaschine
- + Controller mit Zeitabschnitt- und Echtzeitprogrammierung
- + Türheizung ab 240 L; Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- + 2 Einschubgitter aus Edelstahl; Geräte bis 115 L stapelbar
- + Temperaturwählwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem und akustischem Temperaturalarm

Serie BF Avantgarde.Line | Standard-Inkubatoren mit Umluft

Vorteile:

- + Beste Energieeffizienz am Markt
- + Sehr gute zeitliche und räumliche Temperaturgenauigkeit
- + Hohe Prozesssicherheit
- + 100 °C Desinfektionsroutine

Merkmale:

- + Temperaturbereich: +7-8 °C über Umgebungstemperatur bis +100 °C
- + Hohe Temperaturgenauigkeit durch APT.line™ Technologie
- + Umluft
- + Controller mit LCD-Anzeige
- + Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- + Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- + 2 verchromte Einschubgitter
- + Geräte bis 115 L stapelbar
- + 4 stabile Rollen, zwei mit Feststellbremse, ab 720 L
- + Integrierter Temperaturwählwächter Klasse 3.1 (DIN 12880)



26% Rabatt

Typ	Nennvol. l	Abmessungen innen (BxTxH)mm	Abmessungen aussen (BxTxH)mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Listenpreis pro VE EUR	Sonderpreis pro VE EUR
KB 23	20	222 x 277 x 330	435 x 600 x 620	1	9.883 528	4'932.02	3'334.09
KB 53	53	400 x 330 x 400	635 x 665 x 840	1	9.883 568	5'246.95	3'620.40
KB 115	115	600 x 400 x 480	835 x 730 x 1025	1	9.883 569	6'272.01	4'327.69
KB 240	240	650 x 485 x 785	930 x 880 x 1460	1	9.883 570	9'001.78	6'211.23
KB 400	400	650 x 485 x 1270	930 x 880 x 1945	1	9.883 571	10'275.19	7'089.88
KB 720	720	970 x 576 x 1250	1255 x 970 x 1925	1	9.883 572	13'696.84	9'450.82
BF 56	59	400 x 340 x 440	560 x 565 x 625	1	4.658 058	2'089.99	1'546.59
BF 115	115	550 x 380 x 550	710 x 605 x 735	1	6.280 293	2'728.74	2'019.27
BF 260	260	610 x 545 x 760	810 x 760 x 965	1	6.270 115	4'248.45	3'143.85
BF720	734	1000 x 565 x 1300	1165 x 870 x 1590	1	4.664 254	7'091.66	5'247.83