



## BRANDheisses Angebot - schlagen Sie jetzt zu!



### Mehrfachdispenser HandyStep® touch und HandyStep® touch S

Mehrfachdispenser mit farbigem Touch-Display und automatischer Größenerkennung. Durch die automatische Größenerkennung der PD-Tips II, mit patentierter Codierung am Kolben, wird die Tip-Größe nach dem Einsetzen automatisch angezeigt. Die Geräteeinstellung bleibt beim Einsetzen eines neuen PD-Tips gleicher Größe erhalten.

**Sichern Sie sich Ihren HandyStep® touch oder HandyStep® touch S zum Sonderpreis und erhalten Sie eine Verpackungseinheit PD-Tips nach Wahl kostenlos!**



Typ	Volumen	Steril	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Preis Jetzt EUR
Mehrfachdispenser, HandyStep® touch	1 ... 50000 µl		1	9.284 015	<del>810.20</del>	669.00
Mehrfachdispenser, HandyStep® touch S	1 ... 50000 µl		1	9.284 016	<del>1017.50</del>	845.00
Dispenser Tips, PD-Tips II; Zylinder: PP, Kolben: LCP	0.10 ml	nein	100	9.280 950		
Dispenser Tips, PD-Tips II; Zylinder: PP, Kolben: HDPE	0.50 ml	nein	100	9.280 951		
Dispenser Tips, PD-Tips II; Zylinder: PP, Kolben: HDPE	1.00 ml	nein	100	9.280 952		eine
Dispenser Tips, PD-Tips II; Zylinder: PP, Kolben: HDPE	1.25 ml	nein	100	9.280 953		Verpackungs -
Dispenser Tips, PD-Tips II; Zylinder: PP, Kolben: HDPE	2.50 ml	nein	100	9.280 954		einheit
Dispenser Tips, PD-Tips II; Zylinder: PP, Kolben: HDPE	5.00 ml	nein	100	9.280 955		nach
Dispenser Tips, PD-Tips II; Zylinder: PP, Kolben: HDPE	10.00 ml	nein	100	9.280 956		Wahl
Dispenser Tips, PD-Tips II; Zylinder: PP, Kolben: HDPE	12.50 ml	nein	100	9.280 957		kostenlos!
Dispenser Tips, PD-Tips II; Zylinder: PP, Kolben: HDPE	25.00 ml	nein	50	9.280 958		
Dispenser Tips, PD-Tips II; Zylinder: PP, Kolben: HDPE	50.00 ml	nein	25	9.280 959		