


Top Angebote von Top-Brands

FAUST



Preise gültig bis 31.05.2024

**Zuverlässige Langzeitlagerung mit
BINDER! S. 9**



BINDER
Best conditions for your success

Motic[®]



**Motic - höchster
Mikroskopiestandard! S.7**

Die besten Mischer im Top-Angebot!



LLG-Magnetrührer RCT standard 2.0

Die nächste Generation des IKA/LLG-Labware Topsellers LLG-RCT Standard. Neues Design, neue Funktionen! Bewährte und zuverlässige Qualität!

Lieferumfang:

- + Magnetrührer, Temperaturfühler PT1000, Schraubendreher, Schutzhaube, C16 Netz-Kabel (H11)

35% Rabatt

Beschreibung	Rührmenge l	Drehzahl min-1	Aufstellfläche Ø mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
LLG-Magnetrührer RCT standard 2.0	20	50 ... 1500	135	1	6320400	729.00	473.85



Magnetrührer mit Heizung Mix'n'Heat Core+

Die Hei-PLATE Mix'n'Heat Core Serie mit Heizung besteht aus den Modellen Hei-PLATE Mix'n'Heat Core, Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ und Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ (135 mm).

10 Jahre Garantie: Nachhaltigkeits Trade-In Programm. Kauf, Registrierung (innerhalb des ersten Jahres nach Kauf) und ggf. Rückgabe des Gerätes werden von Ihnen in Zusammenarbeit mit Heidolph gesteuert. So garantieren wir Ihnen eine optimale Betreuung Ihres Produktes und koordinieren den gesamten Prozess.

Vorteile bei Registrierung:

- + Keine Kosten für Ersatzteile
- + Priorisierte Reparatur im Servicefall
- + Kostenlose Softwareupdates (falls vorhanden)
- + Nachhaltigkeits Trade-In Programm: Leicht gemachte Recyklierung Ihres Geräts nach 10 Jahren.

31% Rabatt

Typ	Ø Arbeitsbereich mm	Anzahl Rührstellen	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+	145	1	1	4684888	894.00	621.33
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+	135	1	1	4684889	894.00	621.33



Digitaler Vortexer LLG-uniTEXER 4

Kompakter Vortexer mit bürstenlosem Motor und stufenloser Drehzahlregelung bis 4200 min-1 für optimale Mischergebnisse. Das digitale Display zeigt abwechselnd die eingestellte Drehzahl und Zeit an.

Merkmale:

- + Programmierbarer Pulse Modus
- + 3-Wege Schalter (Ein/Aus/Touch)
- + Timer von 1 min bis 999 min einstellbar
- + Lieferumfang: Vortexer, Zentrifugenröhrchen-Aufsatz, Scheiben-Aufsatz, Universalnetzteil



42% Rabatt

Typ	min. Drehzahl 1/min	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
LLG-uniTEXER 4	300	1	6263500	315.00	182.70

Farben erleichtern den Laboralltag!

LLG-Markierbänder

Zur Etikettierung und zum Farbcodieren von Labor-Gefässen und Utensilien. Stark und dauerhaft. Wasserbeständig. Kann Temperaturen von -23 °C bis 121 °C widerstehen. Die Bänder lassen sich einfach beschriften und rückstandsfrei entfernen. Rollen à 12,7 m.

Breite mm	Farbe	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
12.7	3 x blau, 3 x grün, 3 x orange, 3 x rot, 5 x weiss, 4 x gelb, 3 x rosa	24	4663408	70.10	56.08
19.0	2 x blau, 2 x grün, 2 x orange, 2 x rot, 4 x weiss, 2 x gelb, 2 x rosa	16	4663416	68.40	54.72
25.4	1 x blau, 2 x grün, 1 x orange, 2 x rot, 2 x weiss, 2 x gelb, 2 x rosa	12	4663424	66.30	53.04



20% Rabatt

LLG-Spritzflaschen, mit GHS Aufdruck, LDPE

LLG-Spritzflaschen mit Sicherheitsaufdruck gemäss EU-Vorschrift Nr. 1272/2008 (GHS).

Merkmale:

- + Einteilige, formstabile Verschlusskappe mit Farbcodierung zur einfachen und schnellen Erkennung
- + Spritzrohr zur Optimierung des Rückflusses des Mediums
- + Verwirbelungen weitgehend vermieden
- + Stoffbezeichnung und Sicherheitshinweise in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
- + Aufdruck Sprachen: DE/UK/FR/ES

Aufdruck Text	Nennvol. ml	Farbe	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
Aceton	500	rot	1	9223504	7.76	5.20
Destilliertes Wasser	500	blau	1	9223505	7.65	5.13
Ethanol	500	grün	1	9223506	7.65	5.13
Isopropanol	500	gelb	1	9223507	7.65	5.13
Methanol	500	orange	1	9223508	7.65	5.13



33% Rabatt

LLG-Ballonflasche, Enghals, HDPE, mit Zapfhahn

LLG-Ballonflasche mit Tragegriff und 3/4" Hahn.

Merkmale:

- + Lebensmittelgeeignet
- + Gewinde und Öffnung für den Ablasshahn vorhanden
- + Sehr starke und robuste Qualität für intensive Langzeitnutzung
- + Besonders dicht durch Schraubkappe mit Dichtungsring
- + Ballons für die Verwendung bei Temperaturen von -40 °C bis +80 °C geeignet

Volumen l	Ø Gefäss mm	Höhe mm	Ø Gewinde mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
5	160	350	62	1	9139933	47.30	26.02
10	210	430	62	1	9139934	51.80	28.49
25	270	570	97	1	9139935	91.80	50.49
50	350	690	97	1	9139936	112.50	61.88



45% Rabatt

Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen!



50% Rabatt

LLG-Einmalhandschuhe ergo, Nitril, puderfrei

Einmalhandschuh aus Nitril, der die angenehmen Trageeigenschaften und das hohe Tastempfinden von Latex mit der Schutzfunktion von Nitril kombiniert. Kein Allergierisiko!

- + Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5.
- + Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen
- + Dünn - sehr hoher Tragekomfort! Dicke doppelt gemessen: 0,12 mm

Grösse	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
XS	200	9006370	39.50	19.75
S	200	9006371	39.50	19.75
M	200	9006372	39.50	19.75
L	200	9006373	39.50	19.75
XL	180	9006374	39.50	19.75



50% Rabatt

LLG-Einmalhandschuhe standard long, Nitril, puderfrei

Einmalhandschuh aus Nitril mit angenehmem Tragekomfort und höherem Chemikalienschutz

- + Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5.
- + Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen
- + **300 mm lang zum Schutz des Unterarmes**

Grösse	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
S	100	6270366	25.90	12.95
M	100	6270367	25.90	12.95
L	100	6270368	25.90	12.95
XL	90	6270369	25.90	12.95



50% Rabatt

LLG-Einmalhandschuhe strong, Nitril, puderfrei

Einmalhandschuh aus Nitril mit besonders hoher Wandstärke für lange Widerstandszeiten gegen viele Chemikalien.

- + Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5.
- + Frei von Phthalaten/Weichmachern und allergieauslösenden Latexproteinen
- + Dicke doppelt gemessen: 0,22 mm

Grösse	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
S	100	9.006 379	31.00	15.50
M	100	9.006 380	31.00	15.50
L	100	9.006 381	31.00	15.50
XL	90	9.006 382	31.00	15.50



50% Rabatt

LLG-Einmalhandschuh classic, Latex

Der ideale Handschuh für alle Anwendungen, in denen ein gutes Tastempfinden im Vordergrund steht. Besonders hautfreundlich und puderfrei.

- + Kat. III gegen geringe chemische Gefährdung. AQL 1,5.
- + Thiuramfrei, reduziertes Risiko von Kontaktekzemen

Grösse	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
S	100	9006383	18.90	9.45
M	100	9006384	18.90	9.45
L	100	9006385	18.90	9.45
XL	90	9006386	18.90	9.45

Glaswaren für Ihr Labor - unverzichtbar!

Laborflaschen, Borosilikat 3.3, GL45

DIN 168 Teil 1. EN ISO 4796-1. Mit Teilung, Ausgiessring, Schraubkappe aus PP mit ISO-Gewinde.

Inhalt ml	Höhe mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
100	100	10	9072331	48.60	26.73
250	138	10	9072332	53.80	29.59
500	176	10	9072334	68.50	37.68
1000	225	10	9072335	100.40	55.22
2000	260	10	9072336	275.00	151.25
5000	330	1	9072337	143.60	78.98
10000	410	1	9072338	226.60	124.63



45% Rabatt

Becherglas, Borosilikat 3.3, hohe Form

DIN 12331, ISO 3819. Ab 50ml mit Graduierung. Mit Ausguss.

Nennvol. ml	Ø mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
25	30	10	9013924	23.00	12.65
50	38	10	9013925	21.50	11.83
100	48	10	9013920	24.20	13.31
150	54	10	9013921	35.50	19.53
250	60	10	9013922	36.50	20.08
400	70	10	9013923	54.20	29.81
600	80	10	9013930	66.80	36.74
800	90	10	9013931	92.90	51.10
1000	95	10	9013932	105.50	58.03
2000	120	10	6270117	175.50	96.53
3000	135	1	6313628	29.40	16.17



45% Rabatt

Becherglas, Borosilikat 3.3, niedrigere Form

DIN 12331, ISO 3819, Ab 25ml mit Graduierung. Mit Ausguss.

Nennvol. ml	Ø mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
5	22	10	9013905	27.80	15.29
10	26	10	9013906	27.80	15.29
25	34	10	9013900	23.00	12.65
50	42	10	9013901	20.70	11.39
100	50	10	9013902	22.90	12.60
150	60	10	9013903	33.10	18.21
250	70	10	9013904	36.50	20.08
400	80	10	9013910	50.10	27.56
600	90	10	9013911	50.80	27.94
800	100	10	9013912	62.60	34.43
1000	105	10	9013913	108.70	59.79
2000	132	10	6270091	151.60	83.38



45% Rabatt

Unerlässliches Mikroskopie-Zubehör!



36% Rabatt

Adhäsionsobjektträger SuperFrost® Plus

SuperFrost® Plus Objektträger werden unter Anwendung einer neuen Verfahrenstechnik hergestellt, die Standardobjektträger mit einer permanenten positiven Ladung versieht. Die Objektträger binden frische Gefrierschnitte und zytologische Präparate durch elektrostatische Anziehungskraft. Auf Anfrage auch erhältlich mit blauem, gelbem, rosa oder grünem Beschriftungsfeld. SuperFrost® Plus gold empfohlen für schwer zu haltende Gewebeproben wie Knochen, Gehirn, Brust und Haut. Sie sind ideal für spezielle Färbungen, immunzytochemische Untersuchungen und In-situ-DNA-Hybridisierung an diesen Gewebetypen.

Typ	Farbe	Kanten	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
SuperFrost® Plus	weiss	geschliffen, 90°	72	9161155	32.20	20.61
SuperFrost® Plus	weiss	geschliffen, 90°	72	6700125	90.90	58.18
gold						



41% Rabatt

Objektträger



Gemäss ISO 8037/1. Sauber gewaschen und poliert. Abmessungen 76 x 26 x 1 mm. Auch mit 20 mm breitem Mattrand erhältlich.

Typ	Farbe	Kanten	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
ohne Mattrand	extra-weiss	geschliffen	50	9161110	3.00	1.77
mit Mattrand	extra-weiss	geschliffen	50	9161145	4.15	2.45
ohne Mattrand	extra-weiss	geschliffen, 45°	50	9161120	5.30	3.13



22% Rabatt

Mikroskopie Reinigungsset



Lieferumfang: 1 Blasebalg, Reinigungsliquid, Reinigungstuch, wiederschliessbarer Pinsel

Motic Mikroskope sind einfach zu bedienen und bieten ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis. Faust bietet Ihnen das gesamte Sortiment von Motic an und berät Sie gerne vor Ort.

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
Mikroskopie Reinigungsset	1	6280087	13.00	10.14

Objektträgerboxen

Kunststoff-Boxen mit Korkeinlage. Stapelbar. Die Boxen für 100 Objektträger haben einen vernickelten Verschluss. Ideal für Lagerung und Transport von Standard-Objektträgern (76 x 26 mm). Jeder Stellplatz ist nummeriert und kann so leicht mit dem Inhaltsverzeichnis an der Innenseite des Deckels abgeglichen werden. Die Farbkodierung ermöglicht eine leichte Erkennung.

Farbe	Abmessungen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
Rot	08 x 175 x 34	12	6322215	180.20	106.32
Grün	08 x 175 x 34	12	6322214	180.20	106.32
Blau	08 x 175 x 34	12	6322213	180.20	106.32
Weiss	08 x 175 x 34	12	6322217	180.20	106.32
Gelb	08 x 175 x 34	12	6322216	180.20	106.32
Schwarz	08 x 175 x 34	12	6322218	180.20	106.32



41% Rabatt

Motic - höchster Mikroskopiestandard!

Motic®

Inverses Routine-Mikroskope für die Zellkultur, AE2000

Klassisches Zellkulturmikroskop für die täglichen Arbeiten im Labor mit moderner Unendlich Optik [CCIS®]

Merkmale:

- + Tubus Siedentopf-Typ, Binokular-/Fototubus 45°, SFZ20
 - + Augenabstand 48-75 mm, Weitfeld Brillenträger-Okulare N-WF10X/20 mm, inkl. Augenmuscheln
 - + Dioptrienausgleich an beiden Okularen, 4-fach Objektivrevolver, seitwärts gerichtet
 - + Objektive CCIS Plan Achromat PL 4x, LWD PL 40x. CCIS Plan Achromat Phase PL Ph10x , LWD PL Ph20x
 - + Einfache Tischplatte mit Tischeinsatz Glas/Metall, Fläche 200 x 239 mm
 - + Kondensator ELWD N.A. 0.30 mit Phasenschieber (Ph1, BF)
 - + Beleuchtung regelbar, 6V/30 W Halogen mit Auto Modus. Universal-Netzteil 100-240 V, VDE Stecker (CE)
 - + **Lieferumfang:** Ø 45 mm Blaufilter, Interferenzfilter grün und Neutralfilter mit Schieber, Zentrierteleskop, Netzkabel, Inbusschlüssel, Vinyl-Staubschutzhülle
- Leicht austauschbares LED-Modul als Zubehör erhältlich



33% Rabatt

Typ	Beschreibung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
AE2000	Binokular	1	9727030	2916.00	1'886.72
AE2000	Trinokular	1	9727031	3290.00	2'197.60

Labormikroskop für Ausbildung und Routine, BA210E

Kompakt und robust, das BA210E eignet sich hervorragend für die Anforderungen an Hochschulen und Universitäten sowie für medizinische Ausbildungseinrichtungen. Moderne Unendlich-Optik [CCIS®].

Merkmale:

- + Tubus Siedentopf-Typ, Binokular- / Fototubus 30°, SFZ20
- + Augenabstand 55-75 mm. Weitfeld Brillenträger-Okulare N-WF 10X/20 mm, inkl. Augenmuscheln
- + Dioptrienausgleich an beiden Okularen
- + 4-fach Objektivrevolver, rückwärts gerichtet. Objektive CCIS EC Plan 4x, 10x, 40x S, 100x S-Oil
- + Eingebauter Kreuztisch mit koaxialem, zahnstangenlosem Trieb (Rechts-Hand-Bedienung)
- + Fokussierbarer Abbe-Kondensator N.A. 1.25 mit Irisblende und Schieberschlitz
- + Halogenbeleuchtung (6 V / 30 W) und LED-Beleuchtung (3 W) regelbar
- + Universal-Netzteil 100-240V, VDE Stecker (CE)

Motic®



33% Rabatt

Typ	Beschreibung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
BA210E	Binokular	1	9727061	1090.00	730.30
BA210E	Trinokular	1	9727062	1290.00	864.30

Immersions-Öl

Immersions-Öl für die Mikroskopie günstig geliefert von FAUST Laborbedarf AG.

Merkmale:

- + Hoher Brechungsindex für die Verwendung mit Öleintauchobjektiven

Motic®



Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
Immersions-Öl, 5 ml	1	6283838	9.00	7.65

15% Rabatt

Mit LLG einfach und sicher zentrifugieren!



Mini-Zentrifugen LLG-uniCFUGE 2, LLG-uniCFUGE 2/5 und LLG-uniCFUGE 3 pro

Kompakte und preiswerte Mini-Zentrifugen mit unterschiedlichen Rotoren. Diese kompakte Mini-Zentrifugen bieten gleichzeitig Vielfältigkeit, Einfachheit, Sicherheit und Bedienerfreundlichkeit in nur einem einzigen Paket. Geschwindigkeit einstellbar. Leistungsstarker Motor für schnellen Anlauf.

+ **LLG-uniCFUGE 2** mit Universal-Rotor für 6 x 1,5/2,0 ml und 6 x 0,5 ml Zentrifugenröhrchen und 2 mal 8 x 0,2 ml PCR-Streifen.

+ **LLG-uniCFUGE 2/5** mit Rotor für 4 x 5 ml Zentrifugenröhrchen.

+ **LLG-uniCFUGE 3 pro** mit Zentrifuge, Rotor für 8 x 1,5/2 ml Gefässe, Rotor für 16 x 0,2 ml PCR Gefässe, Adapter für 8 x 0,2/0,5 ml-Gefässe, Netzadapter (24 V, 1,5 A)

Typ	Max. RZB	Drehzahl min ⁻¹	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
LLG-uniCFUGE 2 mit Universal-Rotor	1200 x g und 2000g	4000 und 6000	1	6263510	225.00	126.00
LLG-uniCFUGE 2/5 mit Rotor für 5 ml Röhrchen	1200 x g und 2000g	4000 und 6000	1	6263515	225.00	126.00
LLG-uniCFUGE 3 pro	2000 x g	1000 bis 6000	1	6263522	289.00	161.84

44% Rabatt

Rotoren für LLG-uniCFUGE 3 pro

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
Rotor für 8 x 1,5/2 ml Reaktionsgefässe	1	6263523	19.50	10.92
Rotor für 16 x 0,2 ml PCR Gefässe	1	6263524	13.90	7.78

44% Rabatt



LLG-Mikrozentrifugenröhrchen, PP, mit Safe-Lock Deckel

LLG-Mikrozentrifugenröhrchen sind vielseitig einsetzbar und eignen sich für allgemeine Laboranwendungen, wie z.B. Inkubation, Zentrifugation und Lagerung von Proben. Mit dicht schliessendem Safe-Lock Deckel, der ein unbeabsichtigtes Öffnen des Deckels während der Zentrifugation verhindert.

Merkmale:

- + Mattierte Beschriftungsfläche am Deckel
- + Deckelmembran kann einfach durchstochen werden
- + Leichtes Öffnen und Schliessen mit einer Hand möglich
- + RNase- und DNase-frei, nicht steril

Typ	Beschreibung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
LLG-Mikrozentrifugenröhrchen, PP	konisch, 1.5 ml	1000	6490852	22.00	14.30
LLG-Mikrozentrifugenröhrchen, PP	rund, 2.0 ml	1000	6490853	25.00	16.25

35% Rabatt



Zuverlässige Langzeitlagerung!

Serie UF V | Ultratiefkühlschränke mit klimaneutralen Kältemitteln

Der BINDER Ultratiefkühlschrank sorgt für die sichere Lagerung von Proben bei -90 °C. Er vereint herausragende Umweltfreundlichkeit mit niedrigem Energieverbrauch, komfortabler Bedienung und einem individuellen Sicherheitskonzept.

Merkmale:

- + Temperatur-Regelbereich: -90 °C bis -40 °C
- + Niedrigster Energieverbrauch seiner Klasse
- + Umweltfreundliche Kältemittel R-290 und R-170
- + Rostfreier Innenraum komplett aus Edelstahl
- + 3 flexibel positionierbare Einlegeböden aus Edelstahl
- + Potenzialfreier Alarmkontakt für das Haus-Alarmsystem
- + Ethernet-Schnittstelle
- + 2 Durchführungen Ø 28 mm, hinten



35% Rabatt

Typ	Innenraum l	Abmessungen aussen (B x T x H) mm	Abmessungen innen (B x T x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
UFV 350-230V Standard	382	706 x 938 x 1966	486 x 605 x 1300	1	4690444	15432.00	10'030.80
UFV500-230V, Standard	477	826 x 938 x 1966	606 x 605 x 1300	1	4668590	16171.00	10'511.15
UFV700-230V, Standard	700	1100 x 938 x 1966	890 x 605 x 1300	1	4664563	17812.00	11'577.80



Konstantklima-Schränke Serie KBF-S ECO Solid.Line

Konstantklimaschränke für Langzeittests und beschleunigte Stabilitätstests von pharmazeutischen Produkten nach der ICH-Richtlinie Q1A. Besonders Energieeffizient und geräuscharm dank Peltier- Technologie mit patentierter Wärmeabführung.

Merkmale:

- + Homogenes Klima auch bei voller Beladung
- + Elektronisch geregelte APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- + Temperaturen bis zu 28 °C unter Umgebungstemperatur möglich
- + Innenkessel vollständig in Edelstahl ausgeführt, 2 Einschubgitter aus Edelstahl inkl. Bodenträger
- + Kabeldurchführung mit Silikonstopfen Ø 30 mm, linke Seite
- + Geräte-Selbsttest zur umfassenden Statusanalyse
- + LCD-Display zur Anzeige von Temperatur, Feuchte, Alarmen und Zusatzinformationen
- + Interner Datenlogger mit USB-Schnittstelle
- + Feuchtebereich: 10 ... 80 % r.F.
- + Temperaturbereich: 0 ... 70 °C



22% Rabatt

Typ	Nennvol. l	Abm. aussen (B x T x H) mm	Abm. innen (B x T x H) mm	Max. Einschübe	Nennleist. kW	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
KBF-S ECO 240	247	932 x 796 x 1461	650 x 485 x 785	9	0.8	1	4684346	12066.00	9'411.48
KBF-S ECO 400	400	925 x 796 x 1946	570 x 390 x 1200	15	1.1	1	4687511	14962.00	11'670.36
KBF-S ECO 720	700	1254 x 885 x 1925	973 x 576 x 1250	15	1.2	1	4684348	16811.00	13'112.58

Effizient filtrieren mit LLG!



LLG Spritzenvorsatzfilter SPHEROS, Celluloseacetat/PES/Nylon/PVDF/PTFE

Spritzenvorsatzfilter für die effiziente Filtration einer grossen Palette von Lösungsmitteln sowie wässrigen oder anorganischen Lösungen. Diese Spritzenvorsatzfilter decken die meisten Anwendungen in der HPLC, in pharmazeutischen, umweltbezogenen, biotechnologischen, Lebensmittel- und Getränke-laboratorien ab.

- + Robustes Gehäuse aus Polypropylen
- + Mit weiblichem Luer-Lock-Eingang und männlichem Luer-Slip-Ausgang
- + Passend für alle Spritzen mit Luer-Anschluss
- + Auch in steriler Ausführung erhältlich. Fragen Sie uns an!

45% Rabatt

Ø Filter mm	Material Membran	Porengröße µm	Steril	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
13	Celluloseacetat	0.22	-	100	6272802	90.70	49.89
13	Celluloseacetat	0.45	-	100	6272803	90.70	49.89
25	Celluloseacetat	0.22	-	500	4668145	636.00	349.80
25	Celluloseacetat	0.45	-	500	4668146	636.00	349.80
25	PES	0.22	-	50	6272640	71.80	39.49
25	PES	0.45	-	50	6272641	71.80	39.49
13	Nylon	0.22	-	100	6272810	90.70	49.89
13	Nylon	0.45	-	100	6272811	90.70	49.89
25	Nylon	0.22	-	500	4668147	697.00	383.35
25	Nylon	0.45	-	500	4668148	697.00	383.35
13	PVDF	0.22	-	100	4685651	92.20	50.71
13	PVDF	0.45	-	100	4685652	92.20	50.71
25	PVDF	0.22	-	50	4685653	77.40	42.57
25	PVDF	0.45	-	50	4685660	77.40	42.57
25	PTFE	0.22	-	500	4668149	697.00	383.35
25	PTFE	0.45	-	500	4668150	697.00	383.35
13	PTFE	0.45	-	100	6272817	90.70	49.89

LLG-Einmalspritzen, 3-teilig, PP, unsteril, Grosspackung



- + Spritzenkörper und Kolben: PP, Kolbenstopfen: Polyisopren-Kautschuk
- + Latex-frei, pyrogenfrei, DEHP-frei und nicht toxisch
- + Spürbarer Sicherheitsstopp, um unbeabsichtigtes Herausziehen des Kolbens zu verhindern
- + Passend für alle Spritzenvorsatzfilter mit Luer-Anschluss
- + Luer-Lock gemäss DIN EN 1707

Inhalt ml	Ansatz	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
2	Luer-Lock	500	6286616	47.10	25.91
5	Luer-Lock	500	6286617	51.90	28.55
10	Luer-Lock	500	6286618	80.00	44.00
20	Luer-Lock	500	6286619	108.60	59.73

45% Rabatt

So halten Sie Ihr Labor sauber!

LLG Labor- und Hygienetücher, 2-lagig

Labor- und Hygienetücher in der Spenderbox

- + 150 weisse, doppellagige Tücher à 210 x 220 mm
- + Saugstark und ultrasoft
- + Für sensible Anwendungsbereiche

Karton mit 30 Boxen à 150 Tücher



33% Rabatt

Verpackungsinhalt	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
Karton mit 30 Boxen à 150 Tücher	30	9413220	61.50	41.21

Präzisionstücher KIMTECHSCIENCE, 1-lagig

Spezial-Wischtuch für Reinigungsarbeiten in sensiblen Einsatzbereichen der elektronischen, optischen und feinmechanischen Industrie. Fusselarm, saugstark und auch im nassen Zustand reissfest. Feinste Partikel werden von empfindlichen Oberflächen nahezu vollständig entfernt. 1-lagig, weiss. Antistatisch.



35% Rabatt

Abmessungen mm	Verpackungsinhalt	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
285 x 310	Box à 196 Tücher	1	9413020	34.00	22.10
112 x 208	Box à 280 Tücher	1	9413021	9.10	5.92

LLG-Wischtücher, Rolle à 102 Tücher, 3-lagig

Rollen mit 102 Abrissen à 220 x 260 mm, 3-lagig, weiss

- + Nassfest, saugstark, fusselarm



33% Rabatt

Verpackungsinhalt	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
Rollen à 102 Tücher (Grosspackung)	30 Rollen	4679906	91.50	61.31

LLG-Oberflächenschutzpapier DescProtect

DescProtect ist ein stabiles Papier mit hoher Saugkraft, das auslaufende Flüssigkeiten schnell aufnimmt. Durch die Laminierung (PE-Beschichtung) auf der Unterseite kann nichts auf die Arbeitsfläche durchsickern.

- + Schicht 1: Hochsaugfähiges Papier, saugt verschüttete Flüssigkeiten, auch toxische oder radioaktive Flüssigkeiten, schnell auf
- + Schicht 2: Feuchtigkeitsundurchlässige Polyethylenschicht, Schutz für Laborarbeitsplätze, Ablagen und Chemikalienschränke



33% Rabatt

Typ	Abmessungen	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
Bögen	460 mm x 570 mm	50	9160270	49.90	33.43
Rolle	400 mm x 50 m	1	9160271	94.10	63.05

Pipetten von Thermo Scientific - Ihre täglichen Begleiter!



44% Rabatt

Die Einkanal-Mikroliterpipetten Finnpipette™ enthalten alles, was Sie für optimale Pipettierarbeiten im Labor benötigen! Ergonomische Pipetten, praktische Pipettenständer, kompatible Thermo Scientific Finntip Flex Pipettenspitzen, Einwegbehälter + Finntip Probepackung, Finntip Stift + Produktbroschüre. "Good Laboratory Pipetting"-Leitfaden

Einkanal-Mikroliterpipetten Finnpipette™ F2 GLP Kit

Merkmale:

- + Leichtes und äusserst komfortables Pipettieren, verbesserte Genauigkeit und Präzision
- + Vollständig autoklavierbar, 5 Jahre Gewährleistung bei Registrierung im Internet

Finnpipette™ F2 GLP Kit 1: inkl. 1-10/10-100/100-1000 µl Pipetten, 1x Pipettenständer
 Finnpipette™ F2 GLP Kit 2: inkl. 0,2-2/2-20/20-200/100-1000 µl Pipetten, 1x Pipettenständer
 Finnpipette™ F2 GLP Kit 3: inkl. 10-100 µl/100-1000 µl/1-10 ml Pipetten, 1x Pipettenständer
 Finnpipette™ F2 GLP Kit 4: inkl. 2-20/20-200/100-1000 µl Pipetten, 1x Pipettenständer

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
Finnpipette™ F2 GLP Kit 1	1	9282610	789.00	441.84
Finnpipette™ F2 GLP Kit 2	1	9282611	971.00	543.76
Finnpipette™ F2 GLP Kit 3	1	9282612	805.00	450.80
Finnpipette™ F2 GLP Kit 4	1	9282613	789.00	441.84



44% Rabatt

Elektronische Einkanal-Mikroliterpipette Finnpipette™ Novus GLP Kit

Merkmale:

- + Elektronische Pipette, Bedienung mit dem Zeigefinger, Leichte Programmierung
- + Mehrsprachige Benutzeroberfläche, 2 Jahre Gewährleistung bei Registrierung im Internet

Finnpipette™ Novus GLP Kit 1: inkl. 10-100/100-1000 µl Pipetten, 2x Novus Ständer
 Finnpipette™ Novus GLP Kit 2: inkl. 100-1000/500-5000 µl Pipetten, 2x Novus Ständer
 Finnpipette™ Novus GLP Kit 3: inkl. 1-10/10-100/100-1000 µl Pipetten, 3x Novus Ständer
 Finnpipette™ Novus GLP Kit 4: inkl. 10-100 µl/100-1000 µl/1-10 ml Pipetten, 3x Novus Ständer

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
Finnpipette™ Novus GLP Kit 1	1	9282600	1175.00	658.00
Finnpipette™ Novus GLP Kit 2	1	9282601	1175.00	658.00
Finnpipette™ Novus GLP Kit 3	1	9282602	1467.00	821.52
Finnpipette™ Novus GLP Kit 4	1	9282603	1467.00	821.52



44% Rabatt

Einkanal-Mikroliterpipetten Finnpipette™ F1 GLP Kit

Alle Finnpipette™ F1 GLP Kits stellen ein komplettes System zum Pipettieren dar und bieten alle Vorteile einer F1 Pipette, einschliesslich einer einstellbaren Fingerstütze für höchsten Bedienkomfort, einer verstellbaren Volumeneinstellung und einer antimikrobiellen Oberfläche.

Finnpipette™ F1 GLP Kit 1: inkl. 1-10/10-100/100-1000 µl Pipetten, 1x Pipettenständer
 Finnpipette™ F1 GLP Kit 2: inkl. 0,2-2/2-20/20-200/100-1000 µl Pipetten, 1x Pipettenständer
 Finnpipette™ F1 GLP Kit 3: inkl. 10-100 µl/100-1000 µl/1-10 ml Pipetten, 1x Pipettenständer
 Finnpipette™ F1 GLP Kit 4: inkl. 2-20/20-200/100-1000 µl Pipetten, 1x Pipettenständer

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
F1 GLP Kit 1	1	4658824	833.00	466.48
F1 GLP Kit 2	1	4658825	1004.00	562.24
F1 GLP Kit 3	1	4658826	847.00	474.32
F1 GLP Kit 4	1	4658827	833.00	466.48


Unverzichtbare Werkzeuge für Ihre Kulturen!

LLG-Petrischalen, PS

- + Aus hochwertigem, optisch klarem Polystyrol. Im Reinraum ISO 6 unter aseptischen Bedingungen hergestellt. Abklatschplatte mit Zählraster.
- + Mit glatter Oberfläche für eine optimale Verteilung des Mediums
- + Stabile Wand verhindert Verformungen
- + Stapelbar, mit oder ohne Nocken
- + Aseptisch (Ø 90 mm) oder beta-bestrahlte, sterile Versionen (alle Größen)
- + Unterverpackt in Einheiten à 10 Schalen oder 20 Schalen (Ø 90 mm)



Ø außen mm	Beschreibung	Höhe mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
90	mit 3 Nocken, aseptisch	16	480	6285823	70.20	43.52
90	ohne Nocken, aseptisch	16	480	6285824	70.20	43.52
90	mit 3 Nocken, steril	16	480	6285816	82.30	51.03
90	ohne Nocken, steril	16	480	6285817	82.30	51.03
60	mit 3 Nocken, steril	14	1080	4678371	150.20	93.12
60	ohne Nocken, steril	14	1080	4678372	150.20	93.12
150	mit 3 Nocken, steril	19	140	4680144	127.60	79.11



38% Rabatt

LLG-Impfösen, PS, steril

LLG-Impfösen sind ideal zum Aufnehmen einzelner isolierter Kolonien zur Beimpfung von Kulturmedien.

Merkmale:

- + Ergonomische Forml
- + Hellgrüne und hellblaue Impfösen aus weichem PS . Dunkelgrüne und blaue Impfösen aus hartem PS

Länge mm	Nennvol µl	Farbe	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
195	1	dunkelgrün	1000	4691889	64.30	37.29
195	10	blau	1000	4691890	64.30	37.29
195	1	hellgrün	1000	4691891	64.30	37.29
195	10	hellblau	1000	4691892	64.30	37.29

42% Rabatt

Sicherheits-Laborgasbrenner Serie Fuego SCS

Sicherheits-Laborgasbrenner für alle flammentechnischen Laboranwendungen geeignet.

Fuego SCS basic: Mit Edelstahl Fusspedal. Das Fusspedal reguliert die Brenndauer entweder durch kontinuierlichen Druck oder mit der Start-Stopp Funktion. Mit Ein/Aus Tastenfunktion am Gerät. Basic Version ohne IR-Sensor und ohne Grafikdisplay.

Fuego SCS basic RF: wie Fuego SCS basic, jedoch kabellos durch innovative Funkfusspedalbedienung.

Fuego SCS: Mit DoubleClick IR-Sensor, Tastenfunktion und Fusspedalbedienung (Fusspedal optional). DoubleClick IR Sensor: Die einschaltbare Sicherheitsfunktion DoubleClick startet den Brenner nur bei zweifacher Aktivierung des IR Sensors, einstellbare IR-Sensorreichweite: 5 bis 50 mm. Mit beleuchtetem Grafikdisplay und zusätzlichen Sicherheitsassistenten

Fuego SCS pro: wie Fuego SCS, jedoch zusätzlich mit Akkubetrieb (9h), 2 Akkus (Mignon AA), Schnellladefunktion (3h) und Sicherheitsneigungssensor.

Typ	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
Fuego SCS basic	1	6232207	471.00	376.80
Fuego SCS basic RF	1	6255678	592.00	473.60
Fuego SCS	1	6231770	573.00	458.40
Fuego SCS pro	1	9018584	674.00	539.20



20% Rabatt

TPP + Faust - ein Garant für höchste Qualität!



TPP Zellkulturschalen



TPP Zellkulturschalen ermöglichen einfaches Handling und sicheren Umgang mit Ihren Zellkulturen.

Merkmale:

- + Zellkulturschalen aus PS
- + Ein seitlich vorstehender Rand vereinfacht das spezifische Trennen von Unter- und Oberteil der Zellkulturschale um ein Vielfaches
- + Mehrere übereinandergestapelte Zellkulturschalen können, gesichert durch den Stapelrand, einfach und sicher von A nach B befördert werden
- + Nocken im Inneren des Schalendeckels funktionieren als Distanzhalter zur Schale. So wird eine konstante Belüftung erreicht
- + Eine von TPP entwickelte Oberflächenbehandlung der Wachstumszone garantiert optimale Ergebnisse
- + Kristallklare Transparenz ermöglicht eine visuelle Kontrolle mit Durchlicht bei mehreren gestapelten Zellkulturschalen

25% Rabatt

Kulturoberfläche cm ²	Ø innen mm	Abmessungen (Ø x H) mm	sterile Unterverpack.	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
9.2	34	40 x 11	20	900	TPP93040	215.00	161.25
22.1	53	60 x 16	14	840	TPP93060	215.00	161.25
60.0	87	96 x 21	10	240	TPP93100	107.00	80.25
147.0	137	146 x 21	5	100	TPP93150	131.00	98.25

Das gesamte TPP Sortiment ist ab Lager verfügbar!

TPP Zellschaber und Zellspachtel

Durch die freie Drehbarkeit der Klinge erreicht der TPP-Zellschaber selbst den hintersten Winkel des Zellkulturgefäßes und kann so effizient die adhärennten Zellen in Kulturgefässen ernten -> 100 % Zellernte.

- + Klinge aus weichem Material, zur Schonung der Zellen
- + Drehbare Klinge
- + Abgestufte, sinnvolle Klingebreiten
- + Vorstehende Noppen am Griff
- + Flusenfreie Blisterverpackung
- + Bedienerfreundlicher TPP-Dispenser



25% Rabatt

Länge mm	Version	Schaberbreite mm	Material	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
240	Schaber	13	PE	150	TPP99002	200.00	150.00
300	Schaber	20	PE	150	TPP99003	227.00	170.25
362	Schaber	25	PE	100	TPP99004	187.00	140.25
195	Spatel	14	PP	150	TPP99010	174.00	130.50

TPP - oft kopiert, nie erreicht!



TPP Vakuumfiltration „rapid“- Filtermax

Dieses Vakuumfiltrationssystem von TPP erbringt eine hohe Ausbeute und ein schnelles Filtrieren Ihrer Lösung. Alle TPP Vakuumfiltrationssysteme der „rapid“-Filtermax-Familie besitzen die gleichen Produktmerkmale:

- + Quadratische Form
- + Hohe Durchflussgeschwindigkeit
- + Die Filtermax passen auf die original Duranflaschen mit GL 45 Gewinde
- + PES-Filtermembrane mit Porengröße von 0.22µm



25% Rabatt

Volumen ml	Beschreibung	Abmessungen (L x B x H) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
150	Set komplett	93 x 93 x 103	18	TPP99150	116.00	87.00
150	Filteraufsatz	89 x 89 x 57	36	TPP99155	184.00	138.00
150	Flasche	93 x 93 x 63	24	TPP99157	71.70	53.78
250	Set komplett	93 x 93 x 145	12	TPP99250	87.70	65.78
250	Filteraufsatz	90 x 89 x 75	24	TPP99255	136.00	102.00
250	Flasche	93 x 93 x 87	24	TPP99257	90.20	67.65
500	Set komplett	93 x 93 x 214	10	TPP99500	93.80	70.35
500	Filteraufsatz	90 x 89 x 110	21	TPP99505	154.00	115.50
500	Flasche	93 x 93 x 121	36	TPP99507	220.00	165.00
1000	Set komplett	111 x 111 x 285	9	TPP99950	159.00	119.25
1000	Filteraufsatz	108 x 108 x 143	12	TPP99955	165.00	123.75
1000	Flasche	111 x 111 x 160	20	TPP99957	190.00	142.50

Kolbenpumpe LLG-uniVACUUPUMP 1

Die tragbare Kolbenpumpe LLG-uniVACUUPUMP 1 ist für Vakuum- und Druck-Anwendungen im Labor, insbesondere für den Bereich Life Science, entwickelt worden. Die typischen Anwendungsgebiete für diese preiswerte Vakuumpumpe sind Einzeltrichter-Filtrationen von wässrigen und gepufferten Lösungen, SPE, sowie alle Anwendungen, bei denen keine gesundheitsschädlichen Gase gefördert werden.

Merkmale:

- + Trockenlaufende Technologie für physikalische Anwendungen
- + Als Vakuumpumpe und Kompressor einsetzbar
- + Kostengünstige Alternative zu Wasserstrahlpumpen
- + Schalldämpfer für leisen Lauf
- + Kompakt, leicht und transportabel
- + Ölfrei, für den Dauerbetrieb geeignet
- + Saug-/ Druckanschluss: Schlauchwelle DN 6 für Schlauchinnendurchmesser 6 mm



Beschreibung	Pumpleistung	Enddruck	Abm. (BxTxH) mm	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
LLG-uniVACUUPUMP 1	9,2/11 l/min	292 mbar	194 x 114 x 191	1	6263580	302.00	226.50

25% Rabatt

Vacuubrand vereint Effizienz und Sicherheit!

VACUUBRAND®



Flüssigkeits Absaugsystem BioChem-Vacuubrand Center BVC control Bundles

Die kompakten BioChem-Vacuubrand bieten die optimale Lösung zum sicheren, sensiblen und effizienten Absaugen von Flüssigkeitsüberständen in allen Anwendungsbereichen. Der BVC control ist mit einer leistungsfähigen chemiebeständigen Membranpumpe ausgestattet. Das Vakuumniveau und damit die Saugkraft am Absaughandgriff lässt sich über ein Touchpanel feinfühlig einstellen.

Merkmale:

- + Abmessungen: 194 x 408 x 500
- + Pumpe-Typ: ME 1C, Steckertyp: CEE
- + Gewicht: 7.3 kg

Bundle 1:

- + Flüssigkeits-Absaugsystem BVC control, PP-Sammelflasche 4 Ltr.
- + Auffangflasche 4 Ltr. PP, mit Schutzfilter und Einleitrohr

Bundle 2:

- + Flüssigkeits-Absaugsystem BVC control, PP-Sammelflasche 4 Ltr.
- + Absaughandgriff VHCpro, autoklavierbar
- + Ausbausatz, Anschluss für zweiten VHC



Typ	Beschreibung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt EUR
Bundle 1	Flüssigkeits-Absaugsystem BVC control, PP Sammelflasche 4 Ltr., Auffangflasche 4 Ltr. PP, mit Schutzfilter und Einleitrohr	1	6492999	2097.00	1'531.35
Bundle 2	Flüssigkeits-Absaugsystem BVC control, PP Sammelflasche 4 Ltr., Absaughandgriff VHCpro, autoklavierbar, Ausbausatz, Anschluss für zweiten VHC	1	6493000	2040.50	1'531.35

Faust Lab Science bietet verlässlichen Service vor-, während- und nach dem Kauf!

