

FAUST präsentiert die LLG Premium Line!

Mit der **LLG-Premium Line** stellt Faust qualitativ **hervorragende** Produkte namhafter Hersteller vor und zeichnet sie als **Premium-Kaufempfehlung** aus

Profitieren Sie von herausragender **Qualität** Made in **Germany**



FAUST +  **heidolph**
research made easy

Zwei starke Partner für Ihr Labor!



Entdecken Sie das
**Hei-PLATE LLG
Premium
Silver 1
Paket**

FAUST und Heidolph - zwei starke Partner für Ihr Labor!



Magnetrührer Hei-Tec LLG

stark

- + Verstärkter Rührmagnet – ermöglicht spielend leichtes Vermischen von bis zu 20 Litern
- + 800 Watt Heizleistung für schnelles Aufheizen und somit verkürzte Prozesszeiten (35% schnellere Aufheizzeiten im Vergleich zu 600 Watt)
- + Maximale Temperatur bis zu 300° C

flexibel

- + Stufenlose Drehzahl zwischen 100 und 1400 RPM
- + Stufenlose Temperatureinstellung von 20° bis 300° C
- + Zahlreiche Aufsatzpakete und reichhaltige Zubehörauswahl

sicher

- + Kein ungewolltes Heizen durch separate On/Off Taste für die Heizfunktion
- + Restwärmewarnung schützt vor Verbrennungen
- + Bei Ausfall der Heizplatte wird der Rührvorgang nicht unterbrochen – das verhindert ein Überhitzen der Probe
- + Ein unabhängiger zweiter Sicherheitskreis schaltet bei ungewolltem Temperaturanstieg die Heizplatte automatisch ab

robust

- + Chemikalienbeständige und kratzfeste Oberfläche durch hauchdünne Keramikbeschichtung (Kera-Disk®)
- + Versiegeltes Gehäuse mit korrosionsgeschützter Elektronik verlängert die Nutzungsdauer signifikant
- + Feuerfestes Druckgussgehäuse – kein Schaden am Gerät, selbst bei höchsten Temperaturen

Magnetrührer Hei-PLATE LLG Premium Silver 1 Paket

- + Magnetrührer Hei-Tec
- + Temperatursensor Pt1000 (V4A)
- + Halterung für Pt1000 (beinhaltet Haltestab und Haltevorrichtung mit Kabelführung)

Beschreibung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR	Jetzt/VE EUR
Hei-Tec, LLG Premium Line inkl. Temperaturfühler PT 1000 mit Halterung und Haltestab	1	6.319 733	952,00	640,00

Preise gültig bis zum 30.06.2022, Preise netto exkl. MwSt. Es gelten unsere AGB