



Die smarten Analysen- und Präzisionswaagen von Precisa - jetzt im Angebot!



**33%
Sonderrabatt
auf den
Listenpreis**




Serie 520 PT Analysen- und Präzisionswaagen

Schweizer Idee, Schweizer Entwicklung, Schweizer Produktion.

Mit über 40 Jahren Wissen und Erfahrung hat die Precisa Gravimetrics AG in den letzten Jahren eine der wichtigsten Innovationen in der Wägetechnik entwickelt. Mit der Precisa PHASTbloC™ Wägezelle können Sie von dieser fortschrittlichen Technologie profitieren und erhalten eine technisch perfekte, einfach zu bedienende, attraktive, wirtschaftliche und nachhaltige Waage. Entdecken Sie die Innovationen der 520er Serie.

- + Mit 6.4" ist der Touchscreen der größte in seiner Klasse.
- + Mit den Vorteilen des Touchscreens in Bezug auf Visualisierung, intuitive Bedienung und Anpassungsmöglichkeiten bietet die 520 PT ein Höchstmaß an Flexibilität, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit.
- + Mit einer vollständigen Palette von Applikationen wie etwa Zählen, Dichtebestimmung, Tierwägen, Prozentwägen usw., und ausgestattet mit einer RS232- und USB-Schnittstelle gibt es für die 520 PT keine Grenzen.



Typ	Wägebereich	Ablesbarkeit	Wiederholbarkeit (Last >5%)	Mindesteinwaage (1%, k=2, Last >5%)	Waagschale (mm)	Artikel Nr.	Preis EUR	Preis EUR Jetzt
PT 120A	120g	0.1mg	0.1mg	20.0mg	ø 90	520-9221-002***	2500.00	1680.36
PT 220A	220g	0.1mg	0.1mg	20.0mg	ø 90	520-9222-002***	2631.00	1762.77
PT 320M	320g	1mg	1mg	200mg	ø 120	520-9321-002***	2009.00	1346.03
PT 620M	620g	1mg	1mg	200mg	ø 120	520-9322-002***	2250.00	1512.86
PT 320C	320g	0.01g	0.005g	1g	186 x 186	520-9421-002***	1572.00	1053.24
PT 620C	620g	0.01g	0.005g	1g	186 x 186	520-9422-002***	1697.00	1136.99
PT 1200C	1200g	0.01g	0.01g	2g	186 x 186	520-9423-002***	1884.00	1262.28
PT 2200C	2200g	0.01g	0.01g	2g	186 x 186	520-9424-002***	2009.00	1346.03
PT 3200 C	3200g	0.01g	0.01g	2g	186 x 186	520-9425-002***	2134.00	1429.78
PT 4200C	4200g	0.01g	0.01g	2g	186 x 186	520-9426-002***	2250.00	1512.86
PT 3200D	3200g	0.1g	0.05g	10g	186 x 186	520-9521-002***	1847.00	1237.49
PT 6200D	6200g	0.1g	0.05g	10g	186 x 186	520-9522-002***	1984.00	1329.28
PT 10200D	10200g	0.1g	0.1g	20g	186 x 186	520-9523-002***	2159.00	1446.53
PT 10200G	10200g	1g	0.5g	100g	186 x 186	520-9621-002***	1847.00	1237.49