




TPP Zentrifugenröhrchen - alle Artikel ab Lager verfügbar!

TPP Zentrifugenröhrchen

Zentrifugenröhrchen für die Zellkultur im Labor - steril - einfach zu handhaben!

TPP Zentrifugenröhrchen aus PP/PS, verpackt in PE-Beuteln. Die weissen, nicht ablösbaren Beschriftungspunkte sind auf der Schraubkappe aufgebracht und mit Kugelschreibern oder Stiften wischfest beschriftbar.

Die Kappen sind zudem überdrehsicher und gasdicht verschliessbar.



Typ	Volumen ml	Ø aussen mm	Höhe mm	max. Zentrifugenbeschleunigung in g	sterile Sub-VE	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis EUR
konisch, PP	15	17.1	120	15'500	40	360	TPP91014	88.30
konisch, PP	15	17.1	120	15'500	40	800	TPP91015	193.00
rund, PP	13	17.1	105	15'500	40	800	TPP91016	231.00
rund, PP	15	17.1	120	15'500	40	800	TPP91017	256.00
flach, PP	13	17.1	100	15'500	40	800	TPP91019	232.00
konisch, PP	50	30.0	115	15'500	20	160	TPP91054	42.50
konisch, PP	50	30.0	115	15'500	20	360	TPP91050	95.70
m. Rand, PP	50	30.0	115	15'500	20	320	TPP91051	89.60
rund, PP	50	30.0	115	15'500	20	360	TPP91056	114.00
konisch, PS	15	17.1	120	1'700	40	800	TPP91115	246.00