



Neuheit von TPP: Kleinere Verpackungseinheiten

Zusätzlich: Kleinere Verpackungseinheiten von TPP machen Ihr Leben leichter!

Andere Hersteller



TPP



Über TPP:

- + Bekannte Marke für Kunststoffartikel für die Zellkultur
- + Schweizer Qualität
- + Sehr innovativ

Warum TPP:

- + Sofort ab Lager lieferbar
- + Beste Beratung
- + Bestes Preis-/Leistungsverhältnis




Die neuen Verpackungseinheiten der Zentrifugenröhrchen von TPP:

- + Preis pro Röhrchen bleibt unverändert
- + Platzsparend
- + Kein Überschuss an Röhrchen mehr

Typ	Volumen	max. Zentrifugen-Beschleunigung	Abmessungen (ØxH)	Material	sterile Unter- verpackung	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR
konisch	15 ml	15.500 g	17.1 x 120 mm	PP	40	360	TPP91014	70,20
konisch	50 ml	15.500 g	30.0 x 115 mm	PP	20	160	TPP91054	34,04

Die neuen Verpackungseinheiten der Zellkulturtestplatten von TPP:

- + Kleinerer Finanzbedarf
- + Platzsparend
- + Kein Überschuss an Platten mehr



Typ	Kulturoberfläche	Abmessungen (LxBxH)	Volumen	sterile Unterverpack.	Menge pro VE	Bestell Nr.	Preis/VE EUR
6-well	8,960 cm ²	128 x 85 x 22 mm	15,53 ml	1	42	TPP92106	57,00
12-well	3,596 cm ²	128 x 85 x 22 mm	6,30 ml	1	42	TPP92112	57,00
24-well	1,862 cm ²	128 x 85 x 22 mm	3,29 ml	1	42	TPP92124	57,00
48-well	0,87 cm ²	128 x 85 x 22 mm	1,62 ml	1	42	TPP92148	57,00
96-well	0,335 cm ²	128 x 85 x 17 mm	0,34 ml	1	54	TPP92196	71,50
96-well	0,396 cm ² (U-Boden)	128 x 85 x 17 mm	0,31 ml	1	54	TPP92197	72,00



- + TPP, das Schweizer Markenprodukt mit der Farbe Gelb, gehört zu den international bekannten Marken für **qualitativ hochstehende** Kunststoffartikel für die Zellkultur und den Life Science Bereich.
- + Anwendungsgebiete für TPP-Produkte findet man unter anderem in der Biotechnologie, der Pharmazie, an Instituten und Hochschulen, in Forschungslaboren und anderen Bereichen.