

FAUST

CLAX[®]

LABORHITS

Laborwagen CLAX[®] Mobil comfort

BE
SMART
TAKE A
CART



**Einfach
praktisch!**

Robust und vielseitig verwendbar

Made in Germany

LABORHITS

Klappbar



Packen Sie ein mit zwei Ladeflächen!



Aufstellstütze

Bremsen

Fahrkomfort

**per Knopfdruck
zusammenklappbar**

Tragkraft

Gesamt: 60 kg
Oberer Boden: 20 kg
Unterer Boden: 40 kg

Abmessungen

aufgestellt (LxBxH):
900 x 580 x 1020 mm
zusammengeklappt (LxBxH):
710 x 550 x 190 mm

Klappbox

Abmessungen, innen (BxTxH):
335 x 495 x 258 mm
Abmessungen, außen (BxTxH):
350 x 500 x 260 mm

Typ	Preis EUR	Menge pro VE	Bestell Nr.
Laborwagen clax Mobil comfort inkl. 1 clax Klappbox, 46 l	180,30	1	9.148 100
clax Klappbox einzeln, 46 l	18,20	1	9.148 099