

LABORHITS

LLG-pH Meter 7

NEW

Großes, farbiges Touchdisplay

Sprachunabhängige Bedienung

Elektrode „Made in Germany“

GARANTIE
3
JAHRE



Das LLG-pH Meter 7 ist ein einfach zu bedienendes, robustes Tischgerät zur Messung von pH und Redoxpotenzial. Das große, farbige Touchdisplay und die intuitive, sprachunabhängige Benutzeroberfläche ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Bedienung. Besonders geeignet für routinemäßige Anwendungen in Laboren, Produktionsanlagen und Schulen.

Spezifikationen

Messbereich pH: 0 ... 14,00

Auflösung pH: 0,01

Genauigkeit pH: ± 0,01

Temperaturbereich Gerät: -5 ... 105 °C

Temperaturbereich Elektrode*: 0 ... 80 °C

Messbereich mV: -2000 ... 2000 mV

Auflösung mV: ±1 mV

Genauigkeit mV: 1 mV

Abmessungen (B x T x H): 180 x 240 x 80 mm

Gewicht: 0,7 kg

Schutzklasse: IP 54

Garantie: 3 Jahre (1 Jahr auf die Elektrode)

* nur im Komplett-Set

Aktionspreis!
bis zu 40 % Rabatt



Komplett-Set
+

Elektrode



Eigenschaften

- Als Komplett-Set erhältlich mit Gel-Kombinationselektrode („Made in Germany“) mit Temperatursensor
- Großes, farbiges Touch-Display mit sprachunabhängiger, grafischer Bedienoberfläche
- Automatische Temperaturkompensation (ATC)
- Speicher für 500 Messwerte
- 3-Punkt-Kalibrierung
- Erinnerungsfunktion für die nächste fällige Kalibrierung
- BNC-Anschluss für die Elektrode
- RS232-Schnittstelle zur Datenübertragung

Lieferumfang:

LLG-pH-Meter 7: pH-Meter, Elektrodenhalter, Schutzhaube, Netzteil

LLG-pH Meter 7-Komplett-Set: pH-Meter, Kombinationselektrode, Elektrodenhalter, Schutzhaube, Netzteil

Typ	VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Sonderpreis EUR
LLG-pH Meter 7	1	6.263 600	490,00	294,00
Komplett-Set	1	6.263 601	569,00	341,40
Ersatz-Elektrode	1	6.263 602	179,00	107,40

Alle Preise zzgl. gültiger MwSt. Gültig bis 31.12.2019

Ihre Ansprechpartner bei

FAUST

Sie haben Fragen zu einem Produkt aus dem allgemeinen Laborbedarf...



... oder zu einem Zellkulturartikel.
Wir sind für Sie da!

Wir sind für Sie da – auch vor Ort!



Stefan Kreutzheide

PLZ-Gebiet 32-59

Mobil: 0151/65 64 43 51
stefan.kreutzheide@faustlabscience.de



Stefan Werthner

PLZ-Gebiet 80-97

Mobil: 0170/74 54 017
stefan.werthner@faustlabscience.de

PLZ-Gebiet 10-30

Mobil: 0171/92 39 579
christoph.eger@faustlabscience.de



Christoph Eger

PLZ-Gebiet 60-79

Mobil: 0171/31 80 014
ardian.veseli@faustlabscience.de



Ardian Veseli

Bestellannahme am Sitz in Erzingen

Telefon: 07742/92 88 350
info@faustlabscience.de

Lagerartikel liefern wir innerhalb von maximal 48 Stunden aus! Sämtliche Artikel von TPP sind bei uns auf Lager. Ebenfalls können wir auf über 15.000 Lagerartikel des täglichen Laborbedarfs zurück greifen.