

## LABORHITS

# Mehrfachdispenser HandyStep® touch

**NEW**



HandyStep® touch



HandyStep® touch S

**Aktionspreis!  
bis 25 % Rabatt**

Mehrfachdispenser mit farbigem Touch-Display und automatischer Größenerkennung.

Durch die automatische Größenerkennung der PD-Tips II, mit patentierter Codierung am Kolben, wird die Tip-Größe nach dem Einsetzen automatisch angezeigt. Die Geräteeinstellung bleibt beim Einsetzen eines neuen PD-Tips gleicher Größe erhalten.

**HandyStep® touch** mit den Standardmodi Multi-Dispensieren, Auto-Dispensieren, Pipettieren und Favoriten

**HandyStep® touch S** zusätzlich mit den Funktionen Sequentielles Dispensieren, Multi-Aspirieren und Titrieren

**Lieferumfang:** Mehrfachdispenser, inkl. Universalnetzteil (für Europa, UK, USA, Japan, Australien, Neuseeland), Wand- und Regalhalter, Muster PD-Tips II, Gebrauchsanleitung, Qualitätszertifikat

### Eigenschaften

- Mikroprozessorsteuerung mit LCD-Anzeige
- Touch-Bedienung mit intuitiver Menüführung und integrierter Hilfe
- Wichtige Funktionen und Parameter auf einen Blick
- Automatischer Spitzenabwurf durch Tastendruck
- Ergonomisch angeordnete Step-Taste
- Variable Volumeneinstellung von 1,0 µl bis 50 ml
- USB-C-Anschluss zum schnellen Laden mit Kabel
- Induktiv aufladbar mit optionalem Ladeständer
- Auch verwendbar mit kompatiblen Tips anderer Hersteller

**Automatischer Spitzenabwurf**  
**Touch-Bedienung**

Typ	VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Sonderpreis EUR
HandyStep® touch	1	9.284 015	<del>633,00</del>	474,75
HandyStep® touch S	1	9.284 016	<del>795,00</del>	596,25



### Zubehör

Beschreibung	VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Sonderpreis EUR
Ladeständer, ohne Universalnetzteil*	1	9.284 065	<del>190,00</del>	161,50
Halteständer	1	9.284 066	<del>65,00</del>	55,25
Ersatz Universalnetzteil	1	9.284 067	<del>40,00</del>	36,00
Halteclip	1	9.284 068	<del>15,00</del>	13,50

\* Universalnetzteil aus Lieferumfang HandyStep® touch/touch S verwendbar

Alle Preise zzgl. gültiger MwSt. Gültig bis 20.12.2019

## LABORHITS

# Dispenser Tips, PD-Tips II



**Aktionspreis!  
31 % Rabatt**

Durch die patentierte Codierung erkennen HandyStep® touch, HandyStep® touch S, HandyStep® electronic, Gilson® Repetman® und Rainin AutoRep™ E das Volumen der Tips automatisch. Die Tips sind auch mit allen anderen Geräten der HandyStep® Familie und mit Mehrfachdispensern anderer Hersteller kompatibel.

### Eigenschaften

- Zylinder: PP / Kolben: HDPE, bei 0,1 ml Kolben: LCP
- Volumen von 0,1 ml bis 50 ml
- In BIO-CERT® Qualität lieferbar (frei von DNA, RNase, Endotoxinen und ATP)
- Entsprechen den Anforderungen der ISO 8655
- Werden mit Chargenzertifikat geliefert
- Adapter für die Größen 25 ml und 50 ml werden mitgeliefert
- PD-Tips II sind nicht autoklavierbar, die Adapter sind autoklavierbar

Nennvolumen ml	Beschreibung	Steril	VE	Bestell Nr.	Preis EUR	Sonderpreis EUR
0,10	lose verpackt	-	100	<b>9.280 950</b>	<del>71,55</del>	<b>49,37</b>
0,50	lose verpackt	-	100	<b>9.280 951</b>	<del>64,10</del>	<b>44,23</b>
1,00	lose verpackt	-	100	<b>9.280 952</b>	<del>64,10</del>	<b>44,23</b>
1,25	lose verpackt	-	100	<b>9.280 953</b>	<del>64,10</del>	<b>44,23</b>
2,50	lose verpackt	-	100	<b>9.280 954</b>	<del>64,10</del>	<b>44,23</b>
5,00	lose verpackt	-	100	<b>9.280 955</b>	<del>64,10</del>	<b>44,23</b>
10,00	lose verpackt	-	100	<b>9.280 956</b>	<del>64,10</del>	<b>44,23</b>
12,50	lose verpackt	-	100	<b>9.280 957</b>	<del>64,10</del>	<b>44,23</b>
25,00	lose verpackt	-	50	<b>9.280 958</b>	<del>36,08</del>	<b>24,90</b>
50,00	lose verpackt	-	25	<b>9.280 959</b>	<del>19,46</del>	<b>13,43</b>
0,10	BIO-CERT®, einzeln verpackt	+	100	<b>9.280 960</b>	<del>155,75</del>	<b>107,47</b>
0,50	BIO-CERT®, einzeln verpackt	+	100	<b>9.280 961</b>	<del>137,50</del>	<b>94,88</b>
1,00	BIO-CERT®, einzeln verpackt	+	100	<b>9.280 962</b>	<del>137,50</del>	<b>94,88</b>
1,25	BIO-CERT®, einzeln verpackt	+	100	<b>9.280 963</b>	<del>137,50</del>	<b>94,88</b>
2,50	BIO-CERT®, einzeln verpackt	+	100	<b>9.280 964</b>	<del>137,50</del>	<b>94,88</b>
5,00	BIO-CERT®, einzeln verpackt	+	100	<b>9.280 965</b>	<del>137,50</del>	<b>94,88</b>
10,00	BIO-CERT®, einzeln verpackt	+	100	<b>9.280 966</b>	<del>137,50</del>	<b>94,88</b>
12,50	BIO-CERT®, einzeln verpackt	+	100	<b>9.280 967</b>	<del>137,50</del>	<b>94,88</b>
25,00	BIO-CERT®, einzeln verpackt	+	25	<b>9.280 968</b>	<del>39,29</del>	<b>27,11</b>
50,00	BIO-CERT®, einzeln verpackt	+	25	<b>9.280 969</b>	<del>40,60</del>	<b>28,01</b>
	Set PD-Tips II, je 20 Stück der Größen 0,5, 1, 1,25, 2,5, 5, 10, 12,5 ml, lose	-	140	<b>9.280 949</b>	<del>90,50</del>	<b>62,45</b>

Alle Preise zzgl. gültiger MwSt. Gültig bis 20.12.2019